

Meddiscount Handels-GmbH A-7035 Steinbrunn, Goldbergweg 3-5 Tel.: +43 2252 77111 Fax: +43 2252 77112 e-mail: office@meddiscount.at



Zur Vorbereitung der Geburtseinleitung







Meddiscount Handels-GmbH A-7035 Steinbrunn, Goldbergweg 3-5

A-7035 Steinbrunn, Goldbergweg 3-5 Tel.: +43 2252 77111 Fax: +43 2252 77112 e-mail: office@meddiscount.at



DILAPAN S ist ein schnell wirkender, synthetisch osmotischer Dilatator, der aus patentiertem AQUACRYL-Hydrogel hergestellt ist. DILAPAN-S wurde speziell für die Zervixreifung entwickelt und zugelassen.

Der Mehrfachwirkmodus ahmt die physiologischen Vorgänge während der Wehen nach

- Mechanisch: kontrollierter Druck auf die Zervixwand dilatiert die Zervix
- Biophysikalisch: Eine teilweise Dehydration weicht das Gewebe auf
- Physiologisch: Freisetzung von endogenen Prostaglandinen führt zur Neuausrichtung des Gewebes


Dilapan- S enthält keinen pharmakologischen Wirkstoff

Dilapan- S Stäbchen sind einzeln steril verpackt

Dilapan- S ist nicht allergen

Dilapan- S ist kostengünstig

Dilapan- S kann auch bei Patientinnen nach vorherigem Kaiserschnitt angewandt werden



Bestellinformationen:

DS 4-55 (4x55mm) 10Stück DS 4x65 (4x65mm) 10Stück DS 3x55 (3x55mm) 10Stück

Empfehlung:

Zervixreifung vor Geburtseinleitung Zervikale Vorbereitung Schwangerschaftsabbruch Wenn Dilapan-S 4mm nicht eingeführt werden kann

Vertrieb Österreich

Meddiscount Handels-GmbH Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112

Thr Berater

Michael Ganz Tel. +43 650 5 43 44 45 m.ganz@meddiscount.at