



Multi-Injektorsystem mit Nadeln für die Mesotherapie

Die MESORAM-Platte wird bereits mit Nadeln für den sicheren, sofortigen und praktischen Einsatz geliefert. Die bereits fertig montierten Nadeln verhindert zuverlässig Nadelstichverletzungen des Anwenders während der Spritzenvorbereitung.

Durch den hochwertigen Präzisionsschliff der Nadeln werden die mit der Behandlung verbundenen Hautläsionen und Postinjektionsbeschwerden minimiert.

Ausgestattet mit einem speziellen bruchsicheren und platzsparenden Behälter, der nicht nur die Sterilität des Systems bis zum Zeitpunkt des Gebrauchs gewährleistet, sondern auch am Ende der Behandlung die Nadeln wieder sicher aufnimmt und den Bediener während der Entsorgungsphase schützt.

Der weibliche Luer-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung zu der Injektionsspritze.

Code	Art	Nadelgröße
710201	LINEAR MIT 3 NADELN	27G / 0,40 x 4 mm
710202	LINEAR MIT 3 NADELN	27G / 0,40 x 6 mm
710210	LINEAR MIT 3 NADELN	30G / 0,30 x 6 mm
710215	LINEAR MIT 3 NADELN	30G / 0,30 x 4 mm
710205	LINEAR MIT 5 NADELN	27G / 0,40 x 4 mm
710206	LINEAR MIT 5 NADELN	27G / 0,40 x 6 mm
710214	LINEAR MIT 5 NADELN	30G / 0,30 x 4 mm
710209	LINEAR MIT 5 NADELN	30G / 0,30 x 6 mm
710203	RUND MIT 5 NADELN	27G / 0,40 x 4 mm
710204	RUND MIT 5 NADELN	27G / 0,40 x 6 mm
710211	RUND MIT 5 NADELN	30G / 0,30 x 4 mm
710212	RUND MIT 5 NADELN	30G / 0,30 x 6 mm
710207	RUND MIT 7 NADELN	27G / 0,40 x 4 mm
710208	RUND MIT 7 NADELN	27G / 0,40 x 6 mm
710216	RUND MIT 7 NADELN	30G / 0,30 x 4 mm
710213	RUND MIT 7 NADELN	30G / 0,30 x 6 mm

36 Stück / Karton. Einzelverpackt, Einmalverwendung, EtO-sterilisiert und CE-gekennzeichnet.

Vertrieb Österreich
Meddiscount Handels-GmbH
 Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn
 Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112

Ihr Berater
Michael Ganz
 Tel. +43 650 5 43 44 45
 m.ganz@meddiscount.at