



Der Uterusmanipulator ermöglicht eine schnelle und effektive Repositionierung während des Eingriffs. Reduzierter Schaftdurchmesser (5 mm) und gebogene Form ermöglichen ein einfaches Einführen. Der Katheter ist ca. 30 cm lang mit einer Zentimeter-Tiefenmarkierung versehen- zur Beurteilung der korrekten Insertionstiefe.

- steifer Griff, der eine feste und sichere Handhabung ermöglicht;
  - einfaches Verriegelungssystem, um versehentliche Bewegungen während der Anwendung zu vermeiden
  - einzigartiger birnenförmiger 10 cc Ballon mit 20 mm Ø, passt sich der Anatomie an und ermöglicht eine sichere Abdichtung der zervikalen Öffnung, um Injektionslecks und Kontrastmittelrückfluss zu verhindern
  - flexible Verlängerung verhindert ein Brechen des Luer-Anschlusses
  - der aufgesetzte Ballon an der Katheterspitze reduziert Trauma an der Uteruswand und versehentliche Perforationen.
  - Einweg-Aufblasventil
  - Luer-Lock-Anschluss für Kontrastmittelinjektion.
- Ideal für: Laparoskopische Tubenokklusion, Diagnostische Laparoskopie, Minilaparotomie, Salpingoplastik, Fruchtbarkeitsuntersuchungen

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720199	Ø esterno 5 mm O.D 5 mm	10 pz./pcs.

