

Handlin

(Uterusmanipulator / Injektor)



Der Uterusmanipulator ermöglicht eine schnelle und effektive Repositionierung während des Eingriffs. Reduzierter Schaftdurchmesser (5 mm) und gebogene Form ermöglichen ein einfaches Einführen. Der Katheter ist ca. 30 cm lang mit einer Zentimeter-Tiefenmarkierung versehen- zur Beurteilung der korrekten Insertionstiefe.

- steifer Griff, der eine feste und sichere Handhabung ermöglicht;
 - einfaches Verriegelungssystem, um versehentliche Bewegungen während der Anwendung zu vermeiden
 - einzigartiger birnenförmiger 10 cc Ballon mit 20 mm \varnothing , passt sich der Anatomie an und ermöglicht eine sichere Abdichtung der zervikalen Öffnung, um Injektionslecks und Kontrastmittelrückfluss zu verhindern
 - flexible Verlängerung verhindert ein Brechen des Luer-Anschlusses
 - der aufgesetzte Ballon an der Katheterspitze reduziert Trauma an der Uteruswand und versehentliche Perforationen.
 - Einweg-Aufblasventil
 - Luer-Lock-Anschluss für Kontrastmittelinjektion.
- Ideal für: Laparoskopische Tubenokklusion, Diagnostische Laparoskopie, Minilaparotomie, Salpingoplastik, Fruchtbarkeitsuntersuchungen

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720199	\varnothing esterno 5 mm O.D 5 mm	10 pz./pcs.

Vertrieb Österreich
Meddiscount Handels-GmbH
Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn
T +43 2252 77 111 / F +43 2252 77 112
office@meddiscount.at



CE 0051
Hersteller: Rimos, Italien

Ihr Berater
Michael Ganz
T +43 650 5 43 44 45
m.ganz@meddiscount.at